


دليل COVID-19 قياس التأكسج النبضي


أطلقت شركة (درايف) قياس تأكسج النبضي لقياس مستوى الاكسجين في الدم مع استشعار كهروضوئي مما يجعلها غير مؤلمة للاستخدام. معلومات مهمة:

- يجب توفر بطاريات عدد 2 (AAA).
- عدم النظر الى الضوء في المقياس.
- عدم استخدام المقياس على الاطفال دون سن الرابعة.
- عدم وجود طلاء اظافر على الاصابع.
- يجب ان تكون الأظافر قصيرة.



التعليمات:

- أدخل البطاريتين بشكل صحيح ثم اغلق الغطاء.
- ضع إصبع المستخدم في وسائد مطاطية على ان يكون الاظفر نحو الاعلى.
- اشبك الإصبع في المقياس كما هو موضح في الصورة.
- اضغط على زر التشغيل المبين على اللوحة الامامية.
- يرجى عدم التحرك خلال القيام في هذه المرحلة.
- يمكنك مراجعة المعلومات مباشرة على شاشة العرض.
- قم بتسجيل نسبة الأكسجين في الدم.
- سوف يتوقف الجهاز تلقائيا في غضون 5 ثوان بعد إزالته من إصبعك.



دليل مراقبة COVID-19 : تذكّر كتابة نتائج نسبة الاكسجين في الدم.

1. اتبع دائماً تعليمات طبيبك اذا اختلفت عن التعليمات الموضحة أدناه.
 2. تحقق من تشبع الأكسجين في الدم كل ساعتين .
 3. إذا كانت نسبة الاكسجين في الدم اقل من 92% فيجب عليك الاتصال بطبيبك.
 4. ابتداءً من اليوم الرابع من العلاج بالأكسجين، يرجى التحقق من نسبة الأكسجين في الغرفة بدون استخدام انابيب أكسجين.
 5. إذا كانت النتيجة أقل من 90%، يرجى الاستمرار في استخدام الأكسجين، وبعاد الاختبار في اليوم التالي.
 6. إذا كانت النتيجة 91% أو أعلى، يرجى المشي في المنزل أو الغرفة لمدة دقيقة الى دقيقتين بدون لأكسجين، ومن ثم إعادة اختبار.
- إذا كانت النتيجة 90% أو أقل، يرجى الاستمرار في استخدام الأكسجين، وبعاد الاختبار في اليوم التالي.
 - إذا كانت النتيجة 91% أو أعلى، يرجى التوقف عن استخدام الأكسجين، والقيام بفحص مستوى الأكسجين كل ساعتين لمدة 12 ساعة، مع تسجيل الوقت والنتائج.
 - إذا كانت النتيجة هي 90% أو أقل، يرجى الاستمرار في استخدام الأكسجين، وتعاد الخطوة رقم 6 في اليوم التالي.
 - إذا بقي مستوى الأكسجين عند 91% أو أعلى، يرجى التوقف عن استخدام الأكسجين، واتصل بشركة هارت الطبية لارجاع انابيب الأكسجين. شركة هارت سوف تقوم بطلب نتائج الفحوصات الخاصة بك وإرسال ملاحظة الى طبيبك.
 - ستتصل بك شركة هارت بشأن ارجاع معدات الاكسجين ومقياس أكسدة النبض بعد التأكد من طبيبك.

| نتائج الاختبار | نتائج الاختبار | نتائج الاختبار | نتائج الاختبار | نتائج الاختبار | نتائج الاختبار | اليوم |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 11 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |
| | | | | | | 12 |
| | | | | | | اتبع التعليمات أدناه |

تعليمات:

1. إذا كانت نتيجة نسبة الاكسجين %90 أو أقل، اتصل بطبيبك واتبع تعليماته.
2. إذا كانت النسبة %91 أو أعلى، اتبع هذه التوجيهات:
 - المشي داخل المنزل أو الغرفة من دقيقة الى دقيقتين دون الأكسجين، ومن ثم إعادة الفحص.
 - إذا كانت النتيجة %90 أو أقل، يرجى الاستمرار في استخدام الأكسجين وإعادة الفحص في اليوم التالي.
 - إذا كانت النتيجة %91 أو أعلى، يرجى التوقف عن استخدام الأكسجين وفحص مستوى الأكسجين كل ساعتين لمدة 12 ساعة وتسجيل الوقت والنتائج لكل فحص.
 - إذا كانت النتيجة هي %90 أو أقل، يرجى الاستمرار في استخدام الأكسجين وإعادة هذا الفحص بأكمله في اليوم التالي.
 - إذا بقي مستوى الأكسجين بنسبة %91 أو أعلى، يرجى التوقف عن استخدام الأكسجين واتصل بشركة هارت الطبية لارجاع انابيب الأكسجين. ستطلب منك شركة هارت للمعدات الطبية نتائج الفحوصات وسترسل ملاحظة إلى طبيبك.
 - ستتصل بك شركة هارت بشأن ارجاع معدات الأكسجين الخاصة بك بعد التأكد من ذلك مع طبيبك.